



## Fonendoscopio amplificado E2

### Válido para

- Audífono
- Implante coclear
- Implante osteointegrado
- Pérdida ligera sin adaptar



### Descripción

Fonendoscopio amplificado que permite el uso simultáneo de prótesis auditivas. Mediante su salida de sonido por jack de 3,5mm, permite la conexión de auriculares compatibles con los modelos intracanales o pequeños audífonos retroauriculares o la conexión de un collar inductivo que mediante la posición T de cualquier prótesis auditiva hace posible una audición clara y libre de interferencias.

El fonendoscopio lleva en su cabezal unas teclas de control de volumen que permiten ajustar la intensidad de audio.

Tiene dos filtros, uno cardíaco y otro de pulmón para adecuar el sonido a la exploración realizada, y permite la grabación en cualquier soporte de la exploración.

El fonendoscopio se alimenta con una pila tipo AAA con duración aproximada de 6 meses. Se apaga automáticamente a los dos minutos de uso.

